

# Unsere OP-Handschuhe setzen Maßstäbe in Sachen Schutz und Sicherheit

Bei Operationen steht der Schutz des medizinischen Personals und der Patienten an erster Stelle. Das Meditrade OP-Handschuhsortiment umfasst eine vielseitige Auswahl verschiedener Handschuhmodelle aus unterschiedlichen Materialien, die sich ausnahmslos durch mechanische Belastbarkeit, Dichtigkeit, Griffigkeit, Tragekomfort und biologische Verträglichkeit auszeichnen. Die Handschuhe werden fortlaufend in ihren Eigenschaften optimiert und weiterentwickelt um den höchsten Ansprüchen am Markt gerecht zu werden.



# Reference™ OP

## Der gepuderte OP-Handschuh aus Latex

### Charakteristik

Der Reference™ OP ist ein gepudertes OP-Handschuh aus hochschmiegsamer und sehr dehnbarer Latexstruktur mit optimaler Griffigkeit und Mikrorauung, die dem Handschuh zu sehr hohem Tragekomfort und - speziell an den Fingerspitzen - zu sensiblem Tastempfinden verhilft.

Die optimale Passform ermöglicht Langzeitanwendern im operativen Feld über mehrere Stunden ermüdungsfreies Arbeiten. Die leichte Puderung garantiert ein problemloses An- und Ausziehen. Steril, gepudert, mikrogeraut, anatomisch geformt, mit Rollrand, für den Einmalgebrauch.

### Anwendung

OP-Handschuh (nach DIN EN 455) und PSA (Persönliche Schutzausrüstung) getestet nach EN 374 (Schutz gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen). Geeignet in allen chirurgischen Bereichen mit sterilen Erfordernissen und überall dort, wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt. Ideal für hochinfektiöse Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie. Auch geeignet für das Double-Gloving.



**steril**, paarweise verpackt

Größe	REF	Packungsinhalt	Versandeinheit	PZN
6	93216	50 Paar	6 Packungen	02243824
6,5	932165	50 Paar	6 Packungen	02243830
7	93217	50 Paar	6 Packungen	02243847
7,5	932175	50 Paar	6 Packungen	02243853
8	93218	50 Paar	6 Packungen	02243876
8,5	932185	50 Paar	6 Packungen	02243882
9	93219	50 Paar	6 Packungen	05030313



# Gentle Skin® Premium OP™

## Der OP-Handschuh aus Latex in Premiumqualität

### Charakteristik

Der Gentle Skin® Premium OP™ ist ein OP-Handschuh aus hochschmiegsamer und sehr dehnbarer Latexstruktur mit optimaler Griffigkeit und Mikrorauung, die dem Handschuh zu sehr hohem Tragekomfort und - besonders an den Fingerspitzen - zu sensiblem Tastempfinden verhilft. Die spezielle Polymerbeschichtung bildet eine zusätzliche Barriere zwischen Haut und Latex und verbessert das Anziehverhalten spürbar. Die leichte Handhabung und die exzellente Produktqualität steigern das Sicherheitsgefühl erheblich und machen den Gentle Skin® Premium OP™ zurecht zu einem der beliebtesten puderfreien OP-Handschuhe am Markt.

Steril, puderfrei, mikrogeraut, anatomisch geformt, mit Rollrand, für den Einmalgebrauch.

### Anwendung

OP-Handschuh (nach DIN EN 455) und PSA (Persönliche Schutzausrüstung) getestet nach EN 374 (Schutz gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen). Besonders geeignet für die Gefäßchirurgie, Orthopädie, Abdominalchirurgie und in allen chirurgischen Bereichen mit sterilen Erfordernissen. Überall dort, wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt. Ideal für alle hochinfektiösen Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie.



Auch geeignet für das Double-Gloving.

**steril**, paarweise verpackt

Größe	REF	Packungsinhalt	Versandseinheit	PZN
5,5	902155W	50 Paar	4 Packungen	05030299
6	90216W	50 Paar	4 Packungen	02244114
6,5	902165W	50 Paar	4 Packungen	02244278
7	90217W	50 Paar	4 Packungen	02244290
7,5	902175W	50 Paar	4 Packungen	02244315
8	90218W	50 Paar	4 Packungen	02244338
8,5	902185W	50 Paar	4 Packungen	02244427
9	90219W	50 Paar	4 Packungen	02244433



# Gentle Skin<sup>®</sup> Smooth OP

## Der Latex-OP-Handschuh mit glatter Textur

### Charakteristik

Der Gentle Skin<sup>®</sup> Smooth OP ist ein OP-Handschuh mit einer sehr geschmeidigen und dehnbaren Latexstruktur, die dem Handschuh zu sehr hohem Tragekomfort und zu sensiblem Tastempfinden verhilft. Die genannten Eigenschaften gekoppelt mit der anatomischen Passform garantieren dem Anwender ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten im OP-Alltag.

Die spezielle Polymerbeschichtung bildet eine zusätzliche Barriere zwischen Haut und Latex und verbessert das Anziehverhalten spürbar. Sehr gute Griffigkeit für eine sichere Instrumentenführung. Steril, puderfrei, anatomisch geformt, mit Rollrand, für den Einmalgebrauch.

### Anwendung

OP-Handschuh (nach DIN EN 455) und PSA (Persönliche Schutzausrüstung) getestet nach EN 374 (Schutz gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen). Besonders geeignet für die Gefäßchirurgie, Orthopädie, Abdominalchirurgie und in allen chirurgischen Bereichen mit sterilen Erfordernissen. Überall dort, wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt. Ideal für alle hochinfektiösen Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie.



Auch geeignet für das Double-Gloving.

**steril**, paarweise verpackt

Größe	REF	Packungsinhalt	Versandeinheit	PZN
6	90266	50 Paar	4 Packungen	11154775
6,5	902665	50 Paar	4 Packungen	11154781
7	90267	50 Paar	4 Packungen	11154798
7,5	902675	50 Paar	4 Packungen	11154806
8	90268	50 Paar	4 Packungen	11154812
8,5	902685	50 Paar	4 Packungen	11154829
9	90269	50 Paar	4 Packungen	11154835



# Gentle Skin® Micro OP®

## Der tastsensible OP-Handschuh aus Latex

### Charakteristik

Der Gentle Skin® Micro OP® wurde speziell für feinchirurgische Anwendungen entwickelt. Er besitzt optimale Tastsensibilität und ist etwas dünner im Vergleich zu anderen OP-Handschuhen. Trotz der geringeren Wandstärke wird höchste Sicherheit durch die Erfüllung aller Standards und Normen gewährleistet. Die Farbe und die außerordentlich gute Passform des Handschuhs ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten, speziell im Bereich der Ophthalmologie. Steril, puderfrei, mikrogeraut, anatomisch geformt, mit Rollrand, für den Einmalgebrauch.

### Anwendung

OP-Handschuh (nach DIN EN 455) und PSA (Persönliche Schutzausrüstung) getestet nach EN 374 (Schutz gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen). OP-Handschuh für höchste Ansprüche in Bereichen, in denen ein besonders sensibles Tastempfinden gefordert ist. Deshalb besonders geeignet für den Einsatz in der Mikrochirurgie, Neurologie und Ophthalmologie. Generell in allen chirurgischen Bereichen mit sterilen Erfordernissen und überall dort, wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt. Ideal für alle hochinfektiösen Situationen



in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie. Auch geeignet für das Double-Gloving.

**steril**, paarweise verpackt

Größe	REF	Packungsinhalt	Versandeinheit	PZN
6	90316	50 Paar	4 Packungen	06972460
6,5	903165	50 Paar	4 Packungen	06972589
7	90317	50 Paar	4 Packungen	06972595
7,5	903175	50 Paar	4 Packungen	06972626
8	90318	50 Paar	4 Packungen	06972655
8,5	903185	50 Paar	4 Packungen	06972661



# Gentle Skin® Securitex® OP

## Das OP-Handschuhset aus Latex mit Indikatorfunktion

### Charakteristik

Das Gentle Skin®-Securitex®-Set besteht aus 2 Paar OP-Handschuhen mit Indikatorfunktion und eignet sich somit optimal für chirurgische Eingriffe. Die spezielle Farbindikatorfunktion und die zuverlässige Flüssigkeitsindikation unseres Handschuhsets bieten doppelte Sicherheit für den Anwender. Der innere Handschuh weist eine auffällige grüne Signalfarbe auf, wodurch der Operateur bei Beschädigungen des äußeren Handschuhs sofort gewarnt wird. Sind die Schäden mit dem bloßen Augen nicht erkennbar, bietet die spezielle Flüssigkeitsindikation zusätzliche Sicherheit. Denn: Wird der Handschuh beschädigt und kommt mit Flüssigkeit - egal welcher Art - in Kontakt, färbt sich der perforierte Bereich auf Anrieb tiefgrün. Der Außenhandschuh ist etwas dicker, um das Risiko solcher Beschädigungen schon im Vorhinein zu minimieren. Er ist bräunlich, um die Indikatorfunktion durch hohen Kontrast möglichst wirksam zur Geltung zu bringen. Steril, puderfrei, mikrogeraut, anatomisch geformt, mit Rollrand, für den Einmalgebrauch.

### Anwendung

OP-Handschuh (nach DIN EN 455) und PSA (Persönliche Schutzausrüstung) getestet nach EN 374 (Schutz gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen). Optimal geeignet für operative und hochinfektiöse Eingriffe, bei denen ein besonders hoher Schutz gefordert ist, in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie. Ideal für alle chirurgischen Bereiche mit sterilen Erfordernissen und überall dort, wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt.



### steriles Set, á 2 Paar verpackt

Größe	REF	Packungsinhalt	Versandeinheit	PZN
6	90516	25 Sets	4 Packungen	11349970
6,5	905165	25 Sets	4 Packungen	03851224
7	90517	25 Sets	4 Packungen	03851230
7,5	905175	25 Sets	4 Packungen	03851247
8	90518	25 Sets	4 Packungen	03851253
8,5	905185	25 Sets	4 Packungen	03851276



# Gentle Skin® Isopretex® OP

Der latexfreie OP-Handschuh aus feinem Polyisopren

## Charakteristik

Der Gentle Skin® Isopretex® OP ist ein latexfreier OP-Handschuh aus synthetisch hergestelltem Kautschuk. Dieser Handschuh kommt in seinen Eigenschaften der Qualität eines puderfreien Latex-OP-Handschuhs gleich und bietet eine hervorragende Alternative für Latexallergiker. Eine spezielle Formel verleiht dem Anwender einen unglaublich hohen Grad an Flexibilität, Weichheit und Tragekomfort.

Die genannten Eigenschaften gekoppelt mit der anatomischen Passform garantieren dem Anwender ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten im OP-Alltag. Seine herausragende Dehnbarkeit, Geschmeidigkeit und der perfekt abgestimmte Grip machen den Gentle Skin® Isopretex® OP zum perfekten Handschuh für langwierige Prozeduren.

Eine einzigartige Innenbeschichtung garantiert einwandfreies Anziehverhalten, sowohl bei trockenen als auch unter feuchten Bedingungen. Steril, puderfrei, mikrogeraut, anatomisch geformt, mit Rollrand, für den Einmalgebrauch.

## Anwendung

OP-Handschuh (nach DIN EN 455) und PSA (Persönliche Schutzausrüstung) getestet nach EN 374 (Schutz gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen). Aufgrund der Latexfreiheit besonders geeignet für Notfall- und Rettungsdienste und vor allem für die Gesundheitsversorgung von Kindern. Generell in allen chirurgischen Bereichen mit sterilen Erfordernissen und überall dort, wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt. Ideal für alle hochinfektiösen Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen



Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie. Auch geeignet für das Double-Gloving.

**steril, paarweise verpackt**

Größe	REF	Packungsinhalt	Versandeinheit	PZN
5,5	952255	50 Paar	4 Packungen	11190854
6	95226	50 Paar	4 Packungen	11190860
6,5	952265	50 Paar	4 Packungen	11190877
7	95227	50 Paar	4 Packungen	11190883
7,5	952275	50 Paar	4 Packungen	11190908
8	95228	50 Paar	4 Packungen	11190914
8,5	952285	50 Paar	4 Packungen	11190920
9	95229	50 Paar	4 Packungen	11190937



# Neopretex® OP

Der latexfreie OP-Handschuh aus flexiblem Polychloropren

## Charakteristik

Der Neopretex® OP ist ein latexfreier OP-Handschuh aus Polychloropren, bekannt auch als Neopren. Seine hochelastische Formel macht ihn in seinen Eigenschaften als „künstlicher Ersatz“ für Naturkautschuklatex zu einer geeigneten Alternative für Latexallergiker. Das Material ist nicht nur sehr beständig, sondern passt sich der Hand bereits nach kürzester Zeit wie eine zweite Haut an und garantiert somit ermüdungsfreies Arbeiten. Steril, puderfrei, mikrogeraut, anatomisch geformt, mit Rollrand, für den Einmalgebrauch.

## Anwendung

OP-Handschuh (nach DIN EN 455) und PSA (Persönliche Schutzausrüstung) getestet nach EN 374 (Schutz gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen). Aufgrund der Latexfreiheit besonders geeignet für Notfall- und Rettungsdienste und vor allem für die Gesundheitsversorgung von Kindern. Generell in allen chirurgischen Bereichen mit sterilen Erfordernissen und überall dort, wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt. Ideal für alle hochinfektiösen Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten,



in Laboren oder in der Pharmaindustrie. Auch geeignet für das Double-Gloving.

**steril**, paarweise verpackt

Größe	REF	Packungsinhalt	Versandeinheit	PZN
6	95216	50 Paar	4 Packungen	02426890
6,5	952165	50 Paar	4 Packungen	02426909
7	95217	50 Paar	4 Packungen	02426915
7,5	952175	50 Paar	4 Packungen	02426921
8	95218	50 Paar	4 Packungen	02426938
8,5	952185	50 Paar	4 Packungen	02426944
9	95219	50 Paar	4 Packungen	02426950